


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Butirilcolinesterasa Para Wb, Elisa - P06276

Número de artículo: CM0018494



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Butirilcolinesterasa (BCHE) humana. Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Compatible con investigación en neurobiología y toxicología, y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Butirilcolinesterasa pAb de Conejo
Observaciones/Alias	E1; CHE1; CHE2; BCHED; Butirilcolinesterasa
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	590
ID del Gen	590
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06276
Peso de la Proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo