

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C2Cd5 Para Wb Y Elisa - Q86Ys7

Número de artículo: CM0016149

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra C2CD5 humano, adecuado para western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del transporte de glucosa y la vía de señalización de la insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra C2CD5
Observaciones/Alias	CDP138; KIAA0528; C2CD5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9847
ID del Gen	9847
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 732-1051 de C2CD5 humano (NP_001273103.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86YS7
Peso Molecular de la Proteína	110kDa
Envío	Bolsa de hielo