

Anticuerpo Policlonico Anti-C4Bpa Para Wb Y Elisa - P04003

Número de artículo: CM0026339



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la cadena alfa de la proteína de unión a C4b (C4BPA), apto para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humanos, ratones y ratas. Ideal para investigación de la vía del complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C4BPA Rabbit pAb
Notas/Alias	PRP; C4BP; C4BPA
Especie	Humano
GeneID (humano)	722
GeneID	722
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 500 y el extremo C de la C4BPA humana (NP_000706.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04003
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo