

Anticuerpo Policlonal Anti-Cadps Para Wb, Elisa - Q9Ulu8

Número de artículo: CM0013407



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CADPS/CAPS-1 humano, validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata, ideal para estudios de neurociencia y secreción endocrina relacionados con la exocitosis de vesículas de núcleo denso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CADPS pAb de conejo
Observaciones/Alias	CAPS; CAPS1; CADPS1; UNC-31; CADPS
Especie	Humano
ID del gen (humano)	8618
ID del gen	8618
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1020-1100 de CADPS humano (NP_899630.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9ULU8
Peso molecular	153 kDa
Envío	Bolsa de hielo