

Anticuerpo Policlonal Anti-Calcr Para Wb, Elisa - P30988

Número de artículo: CM0013032



Introducción

El pAb de conejo anti-CALCR es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, dirigido al receptor de calcitonina humano (55 kDa). Ideal para la investigación sobre la señalización de GPCR, la homeostasis del calcio y el metabolismo óseo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CALCR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CRT; CTR; CT-R; CTR1; CALCR
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	799
ID de Gen	799
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-148 del CALCR humano (NP_001733.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P30988
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo