

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Caldesmon/Cdm Para Ihc-P Y Elisa - Q05682

Número de artículo: CM0012650

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra Caldesmon/CDM, validado para IHC-P y ELISA. Detecta la Caldesmon humana, una proteína de unión a la actina que regula la contractilidad de las células musculares lisas y no musculares, además de la mitosis y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Caldesmon/CDM
Observaciones/Alias	CDM; HCAD; LCAD; h-CD; H-CAD; L-CAD; NAG22
Especie	Humana
GeneID (humano)	800
GeneID	800
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 208-436 de la Caldesmon/CDM humana (NP_149129.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q05682
Peso de la proteína	120-150 kDa
Envío	Bolsa de hielo