


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Calreticulina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27797

Número de artículo: CM0017778



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra calreticulina validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta calreticulina de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la función de las chaperonas del RE, la homeostasis del calcio y el plegamiento de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Calreticulina Rabbit pAb
Notas / Alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n; Calreticulina
Especie	Humano
GeneID (humano)	811
GeneID	811
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-203 de la calreticulina humana (NP_004334.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27797
Peso molecular de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo