

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Camlg Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49069

Número de artículo: CM0015760



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CAMLG humano (CAML/GET2), un mediador clave de la inserción de proteínas ancladas por cola y de la señalización del calcio. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CAMLG pAb de conejo
Observaciones/Alias	CAML; GET2; CDG2Z; CAMLG
Especie	Humano
ID del gen (humano)	819
ID del gen	819
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de CAMLG humano (NP_001736.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P49069
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo