


Anticuerpo Policlonal Anti-Cand1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Vp6

Número de artículo: CM0016049



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CAND1 humano (TIP120/TIP120A), validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta CAND1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de la ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAND1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TIP120; TIP120A; CAND1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55832
GeneID	55832
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 750-980 de CAND1 humano (NP_060918.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86VP6
Peso Proteico	136kDa
Envío	Bolsa de hielo