

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cand2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75155

Número de artículo: CM0019967



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CAND2 humano, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar complejos de ubiquitina ligasa y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CAND2
Observaciones/Alias	Tp120b; TIP120B; CAND2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	23066
ID del Gen	23066
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 850-1000 de CAND2 humano (NP_001155971.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75155
Peso Proteico	135kDa
Envío	Bolsa de hielo