

Anticuerpo Policlonal Conejo Anti-Card14 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bxl6

Número de artículo: CM0022220

Introducción

Anticuerpo policlonal conejo CARD14 validado para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Detecta CARD14 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización inflamatoria de NF-κB y vías relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo CARD14
Observaciones/Alíase	PRP; PSS1; BIMP2; CARMA2; PSORS2; CARD14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79092
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-500 de CARD14 humano (NP_001244899.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BXL6
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo