

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Caseína Quinasa 2 Beta (Csnk2B) Para Wb, If/Icc, Elisa - P67870

Número de artículo: CM0008266



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante validado contra Caseína Quinasa 2 beta (CSNK2B) humana, adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización por quinasas, la infección por EBV y los mecanismos de enfermedades del neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Caseína Quinasa 2 beta (CSNK2B)
Notas/Alias	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS; Casein Kinase 2 beta (CSNK2B)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1460
GeneID	1460
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 101-215 de la Caseína Quinasa 2 beta (CSNK2B) humana (CSNK2B) (P67870).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P67870
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo