

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cask Para Wb, If/Icc, Elisa - O14936

Número de artículo: CM0021181



Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo anti-CASK generado contra CASK humana recombinante (aa 1-300). Para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para la investigación de andamiaje de proteínas sinápticas y señalización de quinasas. Reactivo a humano. UniProt: O14936.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CASK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CMG; FGS4; LIN2; TNRC8; hCASK; CAGH39; CAMGUK; MICPCH; MRXSNA; CASK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8573
GeneID	8573
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14936
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo