


Anticuerpo Policlonal Anti-Catepsina K (Ctsk) Para Wb Y Elisa - P43235

Número de artículo: CM0020961



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CTSK humana (Catepsina K), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Dirigido a una proteasa tiol implicada en la resorción ósea y degradación de la matriz. Ideal para investigación de osteoclastos y remodelación ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CTSK Conejo pAb
Observaciones/Alias	CTSO; PKND; PYCD; CTS02; CTS01; CTS02; CTSK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1513
GeneID	1513
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 115-329 de la CTSK humana (NP_000387.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P43235
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo