

Anticuerpo Monoclonal Anti-Catepsina L Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07711

Número de artículo: CM0006462



Introducción

mAb de Conejo anti-Catepsina L para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce la catepsina L humana (38 kDa). Importante proteasa de tioles en lisosomas, procesamiento de antígenos y entrada viral. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de Conejo anti-Catepsina L
Observaciones/Alias	MEP; CATL; CTSL1; Catepsina L
Especie	Humano
GeneID	1514
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de la catepsina L humana (NP_001903.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07711
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo