


Anticuerpo Policlonal Anti-Caveolina-1 Para If/Icc Y Elisa - Q03135

Número de artículo: CM0016454



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Caveolina-1 humana, adecuado para IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar las caveolas, la señalización de membrana y la activación de células T. SWISS: Q03135.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Caveolina-1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolina-1
Especie	Humana
GenelD (humano)	857
GenelD	857
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la Caveolina-1 humana (NP_001744.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q03135
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo