

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Caveolina-2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P51636

Número de artículo: CM0011905

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la caveolina-2 humana, validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona con humano y ratón, detectando una proteína de andamiaje caveolar de 18 kDa implicada en la señalización MAPK y la formación de caveolas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Caveolina-2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CAV; Caveolina-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	858
GeneID	858
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P51636
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo