

Anticuerpo Policlonal Anti-Caveolina-3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P56539

Número de artículo: CM0030639

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Caveolina-3 humana, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón (banda predicha ~17kDa). Para estudiar la reparación del sarcolema, las caveolas y enfermedades musculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Caveolina-3
Observaciones/Alias	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolina-3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	859
ID del Gen	859
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-151 de la Caveolina-3 humana (NP_001225.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P56539
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo