

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cavin2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95810

Número de artículo: CM0021132

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CAVIN2 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigar la función de la proteína 2 asociada a caveolas (cavin-2/PS-p68) en la curvatura de membrana y la biología de las caveolas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CAVIN2
Observaciones/Alias	SDR; SDPR; PS-p68; cavin-2; CAVIN2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8436
Inmunógeno	Péptido Sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 325-425 de CAVIN2 humano (NP_004648.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95810
Peso Molecular de la Proteína	47KDa
Envío	Bolsa de hielo