

Anticuerpo Policlonal Anti-Cbfa2T2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43439

Número de artículo: CM0030037

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CBFA2T2 humano, un correpressor transcripcional implicado en la pluripotencia de las células madre embrionarias (ESC), para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CBFA2T2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EHT; p85; MTGR1; ZMYND3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9139
GeneID	9139
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 325-604 de CBFA2T2 humano (NP_005084.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43439
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo