

Anticuerpo Policlonal Anti-Ccdc137 Para Wb, Elisa - Q6Pk04

Número de artículo: CM0023106

Introducción

CCDC137 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal dirigido a la proteína humana 137 que contiene el dominio de espiral coilado (coiled-coil), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para el estudio de interacciones proteicas asociadas a cromosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCDC137 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RaRF, CCDC137
Especie	Humano
GeneID (Humano)	339230
GeneID	339230
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 213-288 de la CCDC137 humana (NP_954981.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6PK04
Peso molecular de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo