

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccl3 Para Wb, Elisa - P10147

Número de artículo: CM0029283



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CCL3 humano (MIP-1-alfa), validado para aplicaciones de Western blot e ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en inflamación y VIH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCL3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MIP1A; SCYA3; G0S19-1; LD78ALPHA; MIP-1-alfa; CCL3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6348
ID del Gen	6348
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-92 de CCL3 humano (NP_002974.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10147
Peso Molecular de la Proteína	10kDa
Envío	Bolsa de hielo