

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ccl4/Mip-1 Beta Para Wb, If/Icc, Elisa - P14097

Número de artículo: CM0005212

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CCL4/MIP-1 beta de ratón (P14097). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en inflamación y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCL4/MIP-1 beta Anticuerpo monoclonal de conejo
Observaciones/Alias	Act-2; Mip1b; Scya4; MIP-1B; AT744.1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6351
GeneID	20303
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14097
Peso Molecular de la Proteína	10 kDa
Envío	Bolsa de hielo