

Anticuerpo Policlonico Anti-Ccl5 Para Wb, Elisa - P50231

Número de artículo: CM0020509

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CCL5 de rata (Quimioquina 5 de motivo C-C, RANTES). Validado para WB y ELISA. Ideal para investigación de señalización por quimioquinas y respuesta inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra CCL5
Notas/Alias	Quimioquina 5 de motivo C-C
Especie	Rata
ID de Gen (Humano)	6352
ID de Gen	81780
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-52 de CCL5 de rata (AAA96499.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P50231
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo