


Anticuerpo Policlonal Anti-Ccl5/Rantes Para Wb, If-P, Elisa - P13501

Número de artículo: CM0016605



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CCL5/RANTES humano, validado para WB, IF-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para investigación de quimioquinas y estudios de inhibición del VIH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CCL5/RANTES
Observaciones/Alias	SISd; eoCP; SCYA5; RANTES; TCP228; D17S136E; SIS-delta; CCL5/RANTES
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6352
GeneID	6352
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-91 de CCL5/RANTES humano (NP_002976.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13501
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo