

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd109 Para Wb Y Elisa - Q6Yhk3

Número de artículo: CM0007329



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige contra CD109 humano, una proteína de membrana celular anclada a GPI, para Western blot y ELISA. Es adecuado para investigar la modulación de la señalización de TGF-beta en queratinocitos, células endoteliales y plaquetas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CD109
Observaciones/alias	CD109; CPAMD7; p180; r150; antígeno CD109
Especie	Humana
GeneID (humano)	1024
GeneID	135228
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 223-462 de CD109 humano. (NP_598000.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q6YHK3
Peso de la proteína	74 kDa/152 kDa/159 kDa/161 kDa
Envío	Bolsa de hielo