

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd117/C-Kit Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10721

Número de artículo: CM0012380



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD117/c-Kit humano (c-Kit, CD117, SCFR) para Western blot, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Validado para investigación humana en biología de células madre, oncología y trastornos de mastocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD117/c-Kit Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3815
GeneID	3815
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 871-976 de CD117/c-Kit humano (NP_000213.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P10721
Peso de la proteína	110kDa
Envío	Bolsa de hielo