

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Para Wb, Elisa - P20701

Número de artículo: CM0021905



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD11a/LFA-1A/ITGAL humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Adecuado para estudiar la adhesión leucocitaria, las interacciones de células inmunitarias y la señalización inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD11a/LFA-1A/ITGAL Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3683
ID del gen	3683
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-306 de CD11a/LFA-1A/CD11a/LFA-1A/ITGAL humano (NP_001107852.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P20701
Peso de la proteína	129kDa
Envío	Bolsa de hielo