

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd127/IL7R Para Wb, Elisa - P16871

Número de artículo: CM0016320



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el CD127 humano (receptor alfa de IL-7), validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Útil para estudios de inmunología y señalización de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD127/IL7R Conejo pAb
Observaciones/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
Especie	Humano
GeneID	3575
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-239 del CD127/IL7R humano (NP_002176.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16871
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo