

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd13/Anpep Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15144

Número de artículo: CM0030363



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-CD13/ANPEP es un anticuerpo policlonal dirigido contra la aminopeptidasa N. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Útil para estudiar la digestión de proteínas, la angiogénesis y los mecanismos de infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD13/ANPEP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	290
GeneID	290
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 668-967 del CD13/ANPEP humano (NP_001141.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15144
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo