


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd141/Trombomodulina Para Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P07204

Número de artículo: CM0002353



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la CD141/Trombomodulina (THBD) humana, validado para IHC-P, IF/ICC, citometría de flujo y ELISA. Adecuado para investigación en coagulación, inflamación y biología de células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD141/Trombomodulina
Observaciones/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12; CD141/Trombomodulina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7056
GeneID	7056
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-515 de la CD141/Trombomodulina humana (NP_000352.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07204
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo