

Anticuerpo Policlonado Anti-Cd152/Ctla-4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16410

Número de artículo: CM0022324



Introducción

Detecta CTLA-4 (CD152) humano con este anticuerpo policlonado de conejo, validado para WB, IHC-P, ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón y rata. Inmunógeno recombinante dirigido al dominio extracelular, ideal para estudios de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD152/CTLA-4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3; CD152/CTLA-4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1493
GeneID	1493
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16410
Peso de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo