


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd155/Pvr Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15151

Número de artículo: CM0005081



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD155/PVR validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con la proteína humana CD155/PVR, una molécula de adhesión de células NK y receptor del poliovirus, involucrada en la evasión inmune tumoral. Ideal para investigación en oncología e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD155/PVR mAb de conejo
Notas / Alias	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5817
GeneID	5817
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-343 de la proteína humana CD155/PVR (NP_006496.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15151
Peso de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo