

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd16 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08637/O75015

Número de artículo: CM0007702



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra CD16 humano (FCGR3A/FCGR3B), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, rata y mono cynomolgo. Ideal para la investigación de ADCC y células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD16
Observaciones/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCR11A; FcGR11A
Especie	Humano
ID génico (humano)	2214/2215
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-208 de CD16b humano (NP_000561.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata, mono cynomolgo
SWISS	P08637/O75015
Peso proteico	29 kDa/26 kDa
Envío	Bolsa de hielo