

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd18 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05107

Número de artículo: CM0008572



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD18 humano (ITGB2) validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconoce la integrina beta-2 humana, de ratón y de rata (85 kDa), ideal para estudios de adhesión de leucocitos y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD18 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Especie	Humano
GeneID	3689
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CD18 humano (NP_000202.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05107
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo