

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd2 Para Wb, Fc, Elisa - P08920

Número de artículo: CM0007029

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD2 validado para WB, FC, ELISA con reactividad cruzada de ratón. Inmunógeno de proteína recombinante que dirige el dominio extracelular. Ideal para la investigación de adhesión y señalización de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	Ly37; LFA-2; Ly-37; CD2
Especie	Ratón
ID de Gen (humano)	914
ID de Gen	12481
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-203 del CD2 de ratón (NP_038514.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P08920
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo