


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd2 Conejo Polymab® Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06729/P08920

Número de artículo: CM0004787



Introducción

Anticuerpo monoclonal CD2 Conejo PolymAb®, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce el CD2 humano y de ratón (T11, SRBC, LFA-2), una molécula de adhesión y señalización de células T. Ideal para estudios de inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD2 Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Especie	Humano/Ratón
GeneID (Humano)	914
GeneID	914/12481
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD2 humano/ratón.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P06729/P08920
Peso Proteico	38kDa/39kDa
Envío	Bolsa de hielo