

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd239/Bcam Para Wb, Ihc-P, Elisa - P50895

Número de artículo: CM0002964



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra el CD239/BCAM humano (molécula de adhesión de células basales). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón. Adecuado para investigación de adhesión celular, migración y antígenos del grupo sanguíneo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD239/BCAM Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
Especie	Humano
ID del gen	4059
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 529-628 del CD239/BCAM humano (P50895).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P50895
Peso proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo