

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd271 (P75Ntr) Para Ihc-P Y Elisa - Q9Z0W1

Número de artículo: CM0021374

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD271 de ratón (p75NTR, TNFRSF16), validado para IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con la proteína humana. Adecuado para investigaciones sobre neurobiología, apoptosis y entrada del virus de la rabia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD271 Rabbit pAb
Observaciones/alias	p75; LNGFR; p75NTR; p75NGFR; Tnfrsf16
Especie	Ratón
GeneID (humano)	4804
GeneID	18053
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-254 de CD271 de ratón (NP_150086.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9Z0W1
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo