

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd3 Epsilon Para Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - P07766

Número de artículo: CM0006537



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la cadena epsilon de CD3 humana (T3E/TCRE), validado para WB, IF-P, IHC-P, FC y ELISA. Ideal para la investigación de la activación de los linfocitos T y la inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD3
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Especie	Humana
ID del gen (humano)	916
ID del gen	916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-126 de CD3 humana (NP_000724.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P07766
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo