


## Polimab® De Conejo Anti-Cd324/E-Cadherina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09803

Número de artículo: CM0009780



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a CD324/E-Cadherina (UM, UVO, Ecad, ARC-1, E-cad, L-CAM). Adecuado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA en muestras de ratón y rata. Peso molecular predicho de 98 kDa. UniProt: P09803.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | PolimAb® de conejo anti-CD324/E-Cadherina                                                                                                         |
| Observaciones/Alias           | Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM                                                                                                                |
| Especie                       | Ratón                                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)               | 999                                                                                                                                               |
| GeneID                        | 12550                                                                                                                                             |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 157-369 de CD324/E-Cadherina de ratón (NP_033994.1). |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                            |
| Categoría                     | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                          |
| Aplicación                    | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad cruzada           | Ratón, Rata                                                                                                                                       |
| SWISS                         | P09803                                                                                                                                            |
| Peso molecular de la proteína | 98 kDa                                                                                                                                            |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                    |