

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd33 Para Wb Y Elisa - P20138

Número de artículo: CM0007357



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el CD33 humano (SIGLEC3), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Inmunógeno recombinante (aa 18-259). Ideal para la investigación de células mieloides y microglía en inmunología y neuroinflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD33
Observaciones/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3; CD33
Especie	Humana
GeneID (humano)	945
GeneID	945
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-259 del CD33 humano (NP_001763.3).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P20138
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsita de hielo