

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd38 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P56528

Número de artículo: CM0006482



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD38 de ratón validado para WB, IF/ICC, FC y ELISA. Dirigido contra la ADP-ribosil ciclasa/hidrolasa 1 de ADP-ribosa cíclica, implicada en la señalización del calcio y la activación de los linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD38 mAb de conejo
Observaciones/alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1; CD38
Especie	Ratón
ID génico (humano)	952
ID génico (ratón)	12494
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-304 de CD38 de ratón (NP_031672.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P56528
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo