

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd38 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28907

Número de artículo: CM0013586



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD38 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta CD38 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la actividad de la ADP-ribosil ciclase, la señalización del calcio y la función de las células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD38 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1; CD38
Especie	Humana
GeneID (humano)	952
GeneID	952
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 de CD38 humano (NP_001766.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P28907
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo