

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd39/Entpd1 Para Fc, Elisa - P49961

Número de artículo: CM0009321

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra el CD39/ENTPD1 humano, una ectonucleotidasa que hidroliza ATP/ADP. Adecuado para citometría de flujo (FC) y ELISA, apoyando la investigación en trombosis e inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD39/ENTPD1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1; CD39/ENTPD1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	953
ID de Gen	953
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 255-442 del CD39/ENTPD1 humano (NP_001767.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P49961
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo