

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd42A Para Wb, Elisa - P14770

Número de artículo: CM0021459



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD42a humano (GPIX) para WB y ELISA. Se dirige a la glucoproteína plaquetaria IX, involucrada en la adhesión mediada por vWF y la hemostasia. Inmunógeno recombinante, 19kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD42a Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GPIX; CD42a
Especie	Humano
GeneID (humano)	2815
GeneID	2815
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-140 del CD42a humano (NP_000165.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P14770
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo