


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd44 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16070

Número de artículo: CM0014875



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CD44 de alta calidad (validado por KO) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce el CD44 humano y de ratón, un receptor clave de adhesión celular en la investigación del cáncer y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] CD44 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; 44
Especies	Humano
GeneID (Humano)	960
GeneID	960
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-178 del CD44 humano (NP_000601.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16070
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo