


## Anticuerpo Policlonal Anti-Cd45 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08575

Número de artículo: CM0019503



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD45 humano (LCA, T200), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la activación de células T y la investigación de leucocitos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CD45 pAb de Conejo                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| ID de Gen (Humano)  | 5788                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 194-390 del CD45 humano (NP_002829.3) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | P08575                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 147 kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |