


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08575

Número de artículo: CM0005809



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD45 (PTPRC) validado para WB, IHC-P y ELISA. Dirige contra la tirosina-proteína fosfatasa C de tipo receptor humano, esencial para la activación de linfocitos T y la función de los leucocitos. Apto para investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CD45 de conejo
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5788
ID del gen	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 194-390 de la CD45 humana (NP_002829.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08575
Peso de la proteína	147kDa
Envío	Bolsa de hielo