

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd45Rb Para Wb, If, Elisa - P08575-9

Número de artículo: CM0022439

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a CD45RB humano (isoforma 7 de PTPRC), adecuado para WB, IF y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la inmunodetección del antígeno común de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CD45RB
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RB
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5788
ID del gen	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-463 de CD45RB humano (XP_006711537.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08575-9
Peso molecular de la proteína	135 kDa
Envío	Bolsa de hielo